

Kūno kompozicijos analizatorius Charder MBF6010 su spausdintuvu

**Kaina:****1367.98 € (be PVM)****1655.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KŪNO KOMPOZICIJOS ANALIZATORIUS CHARDER MBF6010 SU SPAUSDINTUVU

Charder MBF6010 – tai profesionalus kūno sudėties analizatorius, tinkamas naudoti gydymo įstaigose, sporto klubuose ir reabilitacijos centruose. Įrenginys atitinka MDD medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC (IIa klasė) ir turi NAWI III tikslumo klasės sertifikatą, todėl gali būti naudojamas gydymo įstaigose ir stacionaruose.

Analizatorius veikia BIA (bioelektrinės varžos analizės) technologijos principu ir per 15 sekundžių pateikia išsamią kūno sudėties analizę. Tyrimų rezultatai automatiškai atspausdinami naudojant integruotą terminį spausdintuvą.

Šis modelis parduodamas be ūgio matuoklės, tačiau, jei reikia, galima papildomai įsigyti mechaninę (HM201M) arba elektroninę (HM200D) ūgio matuoklę.

PRIVALUMAI

- Profesionalios medicininės svarstyklės – nesegmentinis k/s analizatorius
- Sertifikuotos – su NAWI ir MDD sertifikatais
- Modelis: MBF6010 (su kolona)
- Matavimas vyksta kūno varžos (BIA technologija) principu
- Tyrimų rezultatai atspausdinami iš karto čekyje, naudojant terminį spausdintuvą
- Greitas matavimas – viso kūno sudėties analizė, rodmenys per 15 sekundžių
- Skaičiuoja bendrą svorį (kg), KMI (kūno masės indeksą)

- Nustato kūno riebalus (%), kūno visceralinius / vidinius riebalus
- Nustato liesiąją kūno masę, raumenų masę, skeleton raumenynas
- Visi organizmo skysčiai (TBW, ICW, ECW)
- Kaulų mineralų masė, proteinai
- Mitybos įvertinimas (bazinė /pagrindinė medžiagų apykaita)
- Metabolinis amžius
- Sertifikuotos - tinka naudoti gydymo įstaigoje / stacionare - pagal (MDD) medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC - MDD tikslumo klasė Iia
- Metrologinė patikra - NAWI III tikslumo klasė
- Galimybė įsigyti su papildomais priedais: mechaninė ūgio matuoklė HM201M (ūgio matuoklės slankiklis nustatomas ranka) arba elektroninė ūgio matuoklė HM200D (ūgis ekrane atvaizduojamas automatiškai)
- Dvigubas LCD ekranas
- Gulsčiukas, neslystantis platformos paviršius, reguliuojamos kojelės, ratukai patogiam transportavimui
- (Charder modelis MBF6010)
- Ūgio matuoklė tvirtinama prie Charder svarstyklių

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: MBF6010 (su kolona)
- Maitinimas: baterijomis (6 vnt. AA tipo) arba iš tinklo 220V adapteriu
- Svėrimo riba: 300 kg, padalos vertė: 100 g
- Mechaninis slankiklis
- Padalos vertė: 1 mm
- Svėrimo platformos dydis: 450 x 340 mm
- Svarstyklių aukštis su kolona: 970 mm
- Svarstyklių / prietaiso svoris: 10,2 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856